

nosiboo^{*}go[®]
portable nasal aspirator





SLV



navodila za
uporabo

Penguin glava



Uvod

Spoštovana stranka!

Zahvaljujemo se vam za nakup nosnega aspiratorja Nosiboo Go. Pozorno preberite naslednja navodila, da boste lahko nosni aspirator uspešno uporabljali še vrsto let. Ta priročnik shranite za namene garancije.

Vsebina priročnika

1. Vsebina Paketa	293
2. Varnostna navodila in opozorila	294
3. Namenska uporaba	300
4. Pred uporabo	301
5. Navodila za uporabo	303
6. Čiščenje	305
7. Skladiščenje in vzdrževanje	306
8. Priročnik za odpravljanje težav	308
9. Pomembne informacije o bateriji	308
10. Opombe o varstvu okolja	309
11. Specifikacije	309
12. Dodatna oprema, rezervni deli	309
13. Kako ravnati v primeru okvare	310
14. Garancijski list	311

Pred uporabo izdelka natančno in pozorno preberite navodila za uporabo!

Nosiboo Go je higienski medicinski pripomoček. Pravico do odstopa od pogodbe lahko uveljavljate le, če je naprava nepoškodovana in če je folija nastavka za nos nepoškodovana! Iz higienskih razlogov izdelkov z odprto folijo ne zamenjujemo. Smernice in veljavna zakonodaja: Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Evropske komisije, člen § 16(e), Republika Avstrija: FAGG: člen § 18(1) 5., Madžarska: Vladna uredba 45/2014.(II. 26.), člen 29(1)(e).

Registrirajte svojo napravo in poslali vam bomo kupon za popust. Kupon lahko uporabite v spletni trgovini proizvajalca Nosiboo Go.

<https://product.registration.nosiboo.eu/>

1. Vsebina kompleta



Naprava Nosiboo Go



Mednarodni polnilec



Krtačka za čiščenje



Enota za shranjevanje z vrvico

2. Varnostna navodila in opozorila

Varnostni znaki



Uporabljeni deli tipa BF
(povečana zaščita pred električnim udarom)



Ila razred medicinsko tehnološke naprave
(dvojna izolacija)



Ime in naslov proizvajalca



Preberite navodila za uporabo



Samo za domačo uporabo

REF Številka artikla (številka naročila)

SN Serijska številka (številka proizvodnje)



Izdelek naj bo vedno suh

IP21

Ohišje ščiti pred vdorom trdih predmetov, večjih od 12,5 mm. Ohišje ne ščiti pred vdorom tekočine.



Nevarni odpadki



Baterija



Opozorilo



Dovoljeno



Previdnost



Ni dovoljeno



Uporabljajte v skladu z navodili. Nepravilna uporaba izdelka je lahko nevarna.



Napravo lahko uporabljajo samo odrasli.

V primeru nepričakovane okvare ali napake izdelek izklopite oz. ga ne uporabljajte.



Ne dovolite otroku, da se igra z izdelkom; izdelek ni igrača. Polnilca se zlahka ovije okoli otrokovega vratu.



Naprave ne puščajte brez nadzora v bližini otrok.

Napravo JE PREPOVEDANO uporabljati v kopalnici ali v drugem vlažnem/mokrem okolju.

Polnilca ne prijemajte z mokrimi rokami.

Med uporabo ne prekrivajte odprtih na zadnji strani naprave.



Napravo polnite vsakokrat samo z originalnim polnilcem. Polnjenje z drugimi polnilci je lahko nevarno.

Naprava je namenjena samo odstranjevanju nosne sluzi iz otrokovega nosu. Ne uporabljajte naprave za druge namene.



Če se pri vašem otroku pojavi rdečica v/nos, se o rednosti in času čiščenja noska posvetujte z zdravnikom.

Naprave in dodatne opreme ne puščajte v bližini otrok.

Pred uporabo izdelka se prepričajte, da so vsi deli pravilno nameščeni.

Pred uporabo izdelka se prepričajte, da izdelek ali Penguin glava ni poškodovana.



Napravo uporabljajte samo z originalno Penguin glavo.

Spodnji del naprave mora biti med uporabo usmerjen navzdol.



Napravo po uporabi vedno izklopite z gumbom za vklop/izklop.

Glavo Penguina po uporabi vedno očistite in posušite.

S krtačko očistite konico nastavka.

Preberite in sledite navodilom pri »Pomembne informacije o bateriji«.

Preberite in sledite navodilom pri »Opombe o varstvu okolja«, če želite odvreči kakšen del.



Konice nastavke Penguin glave ne vstavljajte otroku v uho ali usta.

Konice nastavka ne potiskajte pregloboko v nos.

Konice nastavka ne pritiskajte ob stran nosnice.

Izdelka ne uporabljajte, če ima vaš otrok vnetje ali krvavitev iz nosu. Če se ob uporabi izdelka pojavi bolečina ali krvavitev, se takoj posvetujte z vašim zdravnikom.



Izdelka ne uporabljajte, če opazite, da je Penguin glava poškodovana. Poškodovane baterije zamenjajte! (Za seznam rezervnih delov glejte „Dodatna oprema, rezervni deli“.)

Ne uporabljajte več kot 5 ml fiziološke raztopine za raztapljanje suhe in zelo goste sluzi. Višek raztopine v glavi Penguina lahko priteče skozi odprtine na zadnji strani naprave.

Naprave se ne sme uporabljati v kliničnih in institucionalnih okoljih! Izdelek je namenjen le osebni uporabi.

Penguin glave ne nameščajte na druge naprave.

Naprave ne uporabljajte brez zračne enote.

Med uporabo naprave ne obračajte na glavo.

Izdelka ne uporabljajte med polnjenjem.

Čiščenje, vzdrževanje in skladiščenje



Polnilec zaščitite pred poškodbami.



Polnilca ne izpostavljajte vročim virom toplote (npr. peč, grelec ali konvektor), saj bi to lahko pripeljalo do poškodbe izolacije.

Med sestavljanjem, razstavljanjem in čiščenjem Penguin glave napravo izklopite.



Polnilca ne polnite in na kabel ne obešajte težkih stvari, saj poškodba kabla lahko vodi do električnega udara.



Ne odstranjujte vijakov iz ohišja naprave. Naprave ne rekonstruirajte za druge namene, saj je lahko to življenjsko nevarno.

Ko Penguin glavo razstavite za čiščenje, delov ne puščajte na doseg otrok. Otroci lahko žvečijo ali pogoltnejo majhne dele.

Ohišja naprave in polnilca ne umivajte z vodo ali kakšno drugo tekočino. Polnilca ne prijemajte z mokrimi rokami, saj bi to lahko pripeljalo k poškodbam ali električnem udaru.



Poskrbite, da so vsi deli izdelka temeljito posušeni pred naslednjo uporabo.



Polnilec vedno izvalcite iz vtičnice po polnjenju naprave.



Napravo shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi in vročini.

Vir energije



Napravo polnite samo z originalnim polnilcem. Napajanje z drugimi polnilci je lahko nevarno.

Med polnjenjem napravo hranite izven dosega otrok.

Polnilec zaščitite pred poškodbami.

Med sestavljanjem, razstavljanjem in čiščenjem Penguin glave naj bo naprava izklopljena.

Polnilec uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Prepričajte se, da je polnilec združljiv z električno vtičnico.



Ne uporabljajte polnilca, če je poškodovan.

Kabla polnilca ne pregibajte in ne postavljajte nanj težkih predmetov, saj je poškodovan kabel lahko nevaren.



Če naprave niste uporabljali dalj časa, je pred ponovno uporabo ne pozabite najprej napolniti.



Polnilce vedno izvlecite iz vtičnice, ko ta ni v uporabi.

Če naprave ne uporabljate dalj časa, jo je priporočljivo hraniti v napolnjenem stanju (polnite vsake 3 mesece), da ohranite življenjsko dobo baterije.



Med polnjenjem naprave ni možno uporabljati.

3. Namenska uporaba

Prenosni nosni aspirator Nosiboo Go je namenjen odstranjevanju nosne sluzi iz otrokovega nosu. Patentirana Penguin glava je zasnovana tako, da preprečuje vdor sluzi v napravo.

Predvideni nameni:

- * za zagotovitev nosnega dihanja dojenčkov,
- * za lajšanje simptomov običajnega otroškega prehlada,
- * za lajšanje otroških alergijskih simptomov z odstranjevanjem nosne sluzi.

Naprave ne uporabljajte v naslednjih primerih:

- * če ima otrok hemofilijo,
- * če ima otrok pogoste krvavitve iz nosu zaradi razširjenih žil,
- * če otrok jemlje zdravila za redčenje krvi,
- * v primeru prirojenih malformacij (npr. razpoka neba).



Napravo smejo uporabljati samo odrasli.



Naprava je namenjena samo odstranjevanju izcedka iz otrokovega nosu. Naprave ne uporabljajte za druge namene.


4. Pred uporabo

1. Polnjenje naprave


- a) Pritrdite polnilni kabel v priključek na zadnji strani ohišja naprave.



- b) Drugi konec mednarodnega polnilca priključite v vtičnico. Uporabite vtičnico, ki se prilega vtiču.




Polnjenje je v postopku, če je lučka na polnilcu rdeča. Polnjenje je končano, ko je lučka na polnilcu zelena.



2. Sestavljanje Penguin glave

- a) Očistite in posušite posamezne dele Penguin glave.


Penguin glava – del A



Penguin glava – del B




Nastavek za nos




b) Postavite oba dela Penguin glave v pravilni položaj.



c) Nastavek za nos potisnite na pravo mesto.



3. Pritrdite glavo Penguina na ohišje naprave



4. Naprava je pripravljena za uporabo



Prepričajte se, da je polnilec združljiv z električno vtičnico. Nepravilna uporaba je lahko nevarna.



Če naprave niste uporabljali dalj časa, jo pred ponovno uporabo napolnite.

Pred uporabo očistite dele Penguin glave.

Poskrbite, da bodo pred uporabo vsi deli dobro posušeni.



Naprave ne polnite, če je napolnjena. Polnite jo takrat, ko se izprazni.

Naprave ne uporabljajte brez zračne mreže.

5. Navodila za uporabo

1. Otroka držite v stabilnem položaju.

Otroka posedite v naročje oz. posedite v pokončen položaj, lahko pa ga tudi posedete v otroški sedež.



2. Vstavite čist in suh nastavek za nos v otrokovo nosnico.

Spodnji del naprave mora biti med uporabo usmerjen navzdol.

„PAZITE, da med uporabo aspiratorja druge nosnice ne stiskate/zapirate.“



3. Napravo vklopite z gumbom za vklop/izklop.

OPOMBA: kadar naprave ne uporabljate, jo izključite.

OPOMBA: naprava se po 10 minutah neprekinjene uporabe sama izključi, vendar jo lahko ponovno vklopite, če je baterija dovolj napolnjena.



4. Napravo nežno premikate in se prepričajte, da ste dosegli vsa področja v nosnici.

NASVET: Priporočeni čas aspiracije skozi nos je 10-10 sekund na nosnico.

NASVET: Fiziološke raztopine lahko pomagajo raztopiti posušene in zelo goste nosne izločke. Po uporabi raztopine počakajte nekaj minut in pred uporabo nosnega aspiratorja odstranite izcedek iz nosu, npr. z robčkom.

OPOMBA: ne uporabljajte več kot 5 ml fiziološke raztopine naenkrat. Glava Penguina zadrži tekočino in prepreči vdor tekočine v ohišje naprave.

V redkih primerih je lahko nosna odprtina novorojenčka premajhna, da bi vanjo lahko vstavili konico. V tem primeru držite dihalno konico blizu nosnice, tako da jo popolnoma prekrije. Nosni aspirator ima zadostno moč za pravilno čiščenje nosnih poti.

5. Po uporabi napravo izklopite z gumbom za vklop/izklop.

OPOMBA:
po uporabi napravo vedno izklopite, pripade.



NASVET: aspirator lahko uporabite večkrat na dan. Namen uporabe je, da lahko vas otrok mirno diha skozi nos. Priporočljivo je, da otroku očistite dihalne poti po prebujanju, pred spanjem in hranjenjem.

OPOMBA: o uporabi kapljic oz. drugih zdravil se posvetujte z zdravnikom vašega otroka.



Napravo lahko uporabljajo samo odrasle osebe.



Izdelek ni igrača, zato ne dovolite otroku, da se z njim igra.

Med uporabo ne prekrivajte zračnika na zadnji strani naprave.

Naprave ne uporabljajte v kopalnici ali v drugem vlažnem/mokrem okolju.

Polnilca ne prijemajte z mokrimi rokami.



Pred ponovno uporabo poskrbite, da so vsi deli dobro posušeni.

Po uporabi napravo vedno izklopite s pomočjo gumba.

Po uporabi ali če se je baterija pravkar izpraznila, počakajte nekaj minut, da se naprava ohladi in jo nato začnete polniti!



Naprave med uporabo ne obračajte na glavo.

Naprave ne uporabljajte brez zračne mreže.

Ne uporabljajte več kot 5 ml fiziološke raztopine. Presežek tekočine bo stekel ven skozi odprtine na zadnji strani naprave.

6. Čiščenje


- 1. Glavo Penguina odstranite iz ohišja naprave, odstranite nastavek za nos in odprite ohišje.**



- 2. Nastavek za nos in ohišje Penguin glave umijte v mlačni vodi z blagim detergentom. Pustite, da se posuši.**



- 3. Nastavek za nos očistite s krtačko.**



- 4. Ohišje naprave očistite z mehko suho krpo; ne uporabljajte nobene tekočine ali detergenta.**



Med sestavljanjem , razstavljanjem in čiščenjem Penguin glave napravo izklopite.



Ohišja naprave ne čistite z vodo ali drugo tekočino.

Polnilca se ne dotikajte z mokrimi rokami, saj lahko pride do poškodbe ali električnega udara!



Po uporabi naprave temeljito očistite Penguin glavo.

Poskrbite, da bodo pred uporabo vsi deli temeljito posušeni.

Če tekočina zaradi nepravilne uporabe priteče v ohišje naprave, morate napravo pred ponovno uporabo temeljito posušiti.



Ne razstavlajte ohišja naprave.

Da se izognete poškodbam, poskrbite, da naprava ni izpostavljena sevanju/toploti.

7. Skladiščenje in vzdrževanje naprave

Skladiščenje

1. Napravo shranite tako, da bo dobro zaščitena (da ne pritiska ob kak predmet, ki bi jo lahko vklopil).
2. Napravo shranite v zaprti embalaži, da je zaščitena pred prahom in poškodbami.

OPOMBA:

Ne shranjujte v bližini vira toplote. Naprava se lahko pregreje, zato te ne puščajte npr. v vozilu!

OPOMBA:

Priporočena temperatura skladiščenja baterije naprave je med 10° in 30°C. Neustrezni pogoji shranjevanja lahko povzročijo izgubo zmogljivosti.

OPOMBA:

Priporočljivo je, da napravo vsake 3 mesece vklopite in napolnite, da se ohrani delovanje baterije.

Vzdrževanje

Pod Penguin glavo je posebna zračna enota, ki preprečuje vdor trdih predmetov in prahu v ohišje. Zračno mrežo vsake toliko časa preverite. Če je umazana ali zamašena, jo zamenjajte z rezervno zračno mrežo. Seznam nadomestnih/rezervnih delov najdete v razdelku 12 (rezervni deli). Nosiboo Go
Nosiboo Go Accessory Set Info: www.nosiboo.eu



Polnilec zaščitite pred poškodbami.

Polnilca naprave ne izpostavljajte vročini.



Po čiščenju ne puščajte razstavljenih delov Penguin glave na doseg otrok.

Ne uporabljajte polnilca, če je poškodovan, saj to lahko pripelje do električnega udara!

Ne postavljajte težkih predmetov na kabel polnilca, saj lahko pride do kratkega stika in nevarnosti požara!



Poskrbite, da bodo vsi deli temeljito posušeni pred sestavljanjem.

Napravo shranjujte v hladnem in suhem prostoru. Ne izpostavljajte je soncu ali drugim virom toplote.

Če naprave niste uporabljali dalj časa, jo pred uporabo napolnite.

8. Odpravljanje težav

Motnja

Naprave ni možno vklopiti.

Razlog

Naprava ni napolnjena.

Priporočilo

Polnilec priključite na napravo in napolnite v stenskem priključku 100-240 V.

Motnja

Intenzivnost sesanja je manjša.

Razlog

Penguin glava je zamašena ali nepravilno nameščena.

Priporočilo

Razstavite Penguin glavo in jo očistite. Ko dele Penguin glave dobro posušite, jih sestavite nazaj po navodilih za uporabo.

Motnja

Intenzivnost sesanja je manjša.

Razlog

Zračna enota je preveč uporabljena.

Priporočilo

Zamenjajte zračno mrežo v skladu z navodili za uporabo »Vzdrževanje in shranjevanje«.

Motnja

Vdor tekočine ali sluzi v napravo.

Razlog

Nepravilna drža naprave ali prekomerna uporaba fiziološke raztopine.

Priporočilo

Ob vdoru tekočine v napravo le-to nehanje uporabljati in se obrnite na Nosiboo – pomoč strankam.

9. Pomembne informacije o bateriji

Naprava Nosiboo Go deluje z litij polimersko baterijo (7.4V, 1500mA).

Baterijo lahko zamenja samo strokovnjak, saj je ta sestavni del naprave.

Priporočljivo je, da napravo vklopite in napolnite vsake 3 mesece, da ohranite življenjsko dobo baterije.

Po uporabi ali če se je baterija naprave skoraj izpraznila, počakajte nekaj minut, da se naprava ohladi in jo nato začnite ponovno polniti.

12-mesečna garancija za baterije zajema le napake materiala, ne pa tudi izgube zmogljivosti.

10. Opombe o varstvu okolja

Če je napravo treba vreči v smeti, naprave ne vrzite med običajne gospodinjske odpadke, saj elektronske naprave spadajo med nevarne odpadke. To je označeno na embalaži z naslednjim simbolom:



Glava Penguin ne predstavlja tveganja za okolje, zato lahko dele odvržemo med običajne gospodinjske odpadke.

11. Specifikacije

Zmogljivost motorja: 32 W **Diferencialni tlak:** 40 mbar **Maksimalni zračni pretok:** 0,8 L/sek **Napajanje:** 100–240 V, 50–60 Hz
Baterija: litij-polimerska aku pack **Vrsta baterije:** 7.4V 1500mAh
Učinkovitost enosmernega polnilnika: 12 W **IP razred:** IP 21 **Zaščitni razred:** II **Vrsta uporabljenih delov:** BF **Uporabljeni deli:** celotno ohišje **Način delovanja:** ne deluje neprekinjeno **Trajanje delovanja:** približno 10 minut/ ponovni zagon **Trajanje neprekinjene uporabe:** do 10 minut **Povprečna temperatura ohišja:** 30-35°C po 1 minuti neprekinjene uporabe **Nivo hrupa:** 55–62 dB **RTemperaturno območje:** od 10°C do +40°C **Relativna vlažnost:** maks. 75%
Pričakovana življenjska doba ohišja: 3 leta **Pričakovana življenjska doba Penguin glave:** 3 mesece **Premer konice nastavka za nos:** min. 5.6 mm **Dolžina konice nastavka za nos:** min. 32 mm **Teža ohišja:** 375 g **Mere ohišja (ŠxVxG):** 77 x 190 x 77 mm **Mere celotnega paketa (ŠxVxG):** 95 x 257 x 83 mm

Proizvajalec si pridržuje pravico do tehničnih sprememb.

12. Dodatna oprema, rezervni deli

Nosiboo Go Accessory Set:

V paketu z dodatki so rezervni deli aspiratorja Nosiboo Go
<https://shop.nosiboo.eu/>



- * 1 Penguin glava
- * 2 nastavki za nos
- * 1 Zračna enota
- * 1 Krtačka za čiščenje



NO-02-012-A6-5WCC
Mednarodna nabijačka

Dodatne/nadomestne dele lahko naročite v strokovnem servisu:

Attract Kft.
7622 Pécs, Siklósi út 1/1., Madžarska
Tel.: +36 72 551 642 (pon-pet: 8.00 16.00)
E-naslov: customerservice@nosiboo.com

13. Kako ravnati v primeru okvare

Za napravo velja 24-mesečna garancija (12 mesecev garancije, 12 mesecev garancije proizvajalca) od datuma nakupa, za baterijo pa velja 12-mesečna garancija (jamstvo). Velja le, če je bila naprava uporabljena v skladu s predvidenim namenom in nima znakov zunanjih poškodb. Garancija za baterije zajema le napake materiala, ne pa tudi izgube zmogljivosti.

V naslednjem koraku je treba razjasniti, ali je okvara nastala zaradi napake uporabnika ali ne. Naslednje korake lahko opravi vsak uporabnik doma ali tako, da distributerju ali njegovemu zastopniku predloži izpolnjen garancijski list in/ali zadržan račun. Distributer ali pravna oseba, ki jo je pooblastil za iskanje napak, mora izpolniti garancijski list, ki je priložen uporabniškemu priročniku, ali izdati garancijsko dokumentacijo, ki jo uporablja, natančno dokumentirati postopek iskanja napak in ga v 24 urah poslati proizvajalcu.

Kaj zajema garancija?

Garancija velja le, če je bila naprava uporabljena v skladu s predvidenim namenom in ne kaže znakov zunanjih poškodb, opisanih v poglavju „Kaj ne zajema garancija“.

Problem

Če pride do neobičajnega delovanja naprave, npr. neobičajno glasnega zvoka, tresenja ali če se naprava po 10 minutah ne izklopi.

Ali je garancija veljavna?

Če naprava ne kaže znakov fizičnih poškodb, kot je opisano v poglavju „Kaj ne zajema garancija“, je garancija veljavna.

Kaj ne zajema garancija?

Naprava je namenjena samo za osebno uporabo. Garancija ne krije težav, ki so posledica pretirane uporabe, napačne uporabe, zlorabe ali neustreznih pogojev skladiščenja. Poleg tega garancija ne krije posledičnih in naključnih poškodb ter naključnih in stranskih poškodb ali izgube zmogljivosti baterije.

Problem	Garancija je veljavna?
Znaki poškodb na nalepki kažejo, da je bilo ohišje poškodovano.	Garancija za aparat ne velja zaradi nepravilne uporabe.
Zunanji znaki poškodb na ohišju kažejo, da je bilo ohišje poškodovano.	Garancija ne velja za napravo zaradi napačne uporabe.
Prekomerna onesnaženost filtrirnega elementa, umazanija v ohišju kaže na nepravilno uporabo naprave.	Garancija ne velja za napravo zaradi napačne uporabe.
Če je stikalo naprave poškodovano, zataknjeno, zrahljano ali odpadlo, je okvara posledica zunanje- ga vzroka in zanjo ne velja garancija. Vklon naprave in nadaljnja uporaba sta življenjsko nevarna!	Garancija ne velja za napravo zaradi napačne uporabe.

Garancijski ukrepi

Distributer naprave Nosiboo Go je dolžan nemudoma obravnavati pritožbe strank v zvezi z delovanjem naprave v skladu z vidiki, opisanimi v Priročniku za odpravljanje težav in Odpravljanje težav v uporabniškem priročniku. Če veljajo garancijski pogoji, je treba napravo takoj popraviti ali zamenjati. Distributer aparata mora voditi pisno evidenco ugotovljenih napak v okviru garancije. To lahko storite v okviru interne dokumentacije distributerja ali v okviru garancijskega lista, ki je priložen uporabniškemu priročniku. V vsakem primeru mora vsebovati ugotovljeno napako, točen datum in edinstveno serijsko številko na nalepki na dnu naprave.

Kontakt strokovnega servisa:

Attract Kft.
 7622 Pécs, Siklósi út 1/1.
 Tel.: +36 72 551 642 (od ponedeljka do petka: 8.00-16.00)
 E-naslov: customerservice@nosiboo.com

14. Garancijski list

Nosiboo Go je higienski medicinski pripomoček. Pravico do odstopa od pogodbe lahko uveljavljate, če je embalaža nasveta nedotaknjena. Zaradi higienskih razlogov ne bomo zamenjali naprave, katere embalaža je bila odprta. Smernica in ustrezna zakonodaja: Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta, člen 16(e), Republika Avstrija: FAGG: člen 18(1), Madžarska: Uredba vlade 45/2014. (II. 26.) člen 29(1)(e).

Izpolni distributer

Ime in naslov distributerja:

Tip izdelka (REF):
(glejte krožno nalepko na dnu naprave)

Datum nakupa:

Opis napake:

Datum napake:

Podpis distributerja:
(datum, podpis in žig)

Izpolnjeno s strani službe

Datum prejema:

Servisirani predmeti:

Nova servisna številka:

Datum vrnitve:

Podpis in žig serviserja:

Garancijski rok za zamenjane dele je 12 mesecev.