

RIGENOMA®

HYDROGEL

Topical innovation in the treatment of Necrotic and Poorly Cleaned Skin Lesions

with



RIGENOMA® HYDROGEL with Ozoile® is an innovative water-based gel formulation, pH 4.2, which promotes the natural cleaning / debridement of the wound also infected by autolysis, thanks to hyperhydration of the necrotic tissue. It softens and absorbs slough and exudate and promotes at the same time the granulation of the vital tissue below. Its particular formulation with Ozoile® and Lactic acid inserted in an aqueous gel ensures a humid wound environment, facilitates the autolytic debridement and the cleansing of the wound bottom covered by necrosis, fibrin and cellular debris, creates an unfavorable environment to microbial proliferation and promotes the recovery tissue repair.

MAIN COMPONENTS

Aqua (Ozonized), Ozoile® (Stable Ozonides), Lactic Acid.

INDICATIONS

Treatment of necrotic and poorly cleaned skin lesions. Under medical supervision, it can also be used on infected wounds.

HOW TO USE

After the removing of the secondary dressing and the cleansing of the lesion, apply a layer of

Rigenoma® hydrogel suitable to cover entirely wound. Apply the product twice or three times a week. The dressing change must be commensurate with the exudation of the wound. Protect with secondary dressing.

WARNINGS

For external use. Do not ingest. Keep out of the reach of children. Do not use it if the packaging appears to be damaged. Do not use this medical device beyond the expiration date. The expiration date refers to the intact and correctly stored product. In case of eye contact rinse thoroughly for several minutes. Remove any contact lenses if it is easy to do. Continue rinsing. Store in a cool, dry place, away from heat sources and direct sunlight. Store preferably between 5° C and 35°C. Wash your hands well before using the medical device. Carefully close the tube after use. After opening it is recommended to use the product within 6 months. Rigenoma® Hydrogel is well tolerated. There are no cases of sensitization or side effects. Do not use in case of ascertained hypersensitivity to the product or some of its components; if this phenomenon occurs please discontinue use and consult your physician. There are no known contraindications and secondary effects in case of pregnancy and feeding time; in any case it is recommended to consult your physician before the application.

PACKAGE

Tube 100 ml.

GLUTEN FREE
NO COLOURS
NO ALLERGENS

 **ERBAGIL s.r.l.**
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com



REV.00 02/2024

RIGENOMA®

HIDROGEL

**Inovacija pri
zdravljenju nekrotičnih
in slabo očiščenih
kožnih lezij**

s
sestavino



OZOILE®
ERBAGIL PATENT
Stabilni ozonidi

RIGENOMA® HIDROGEL s sestavino Ozoile® je inovativna formulacija gela na vodni osnovi s pH 4,2, ki pospešuje naravno čiščenje/debridma rane, tudi okužene, z avtolizo, zahvaljujoč hiperhidraciji nekrotičnega tkiva. Mehča in absorbira mrtvino in izloček in hkrati pospešuje granulacijo vitalnega tkiva pod njima. Njegova posebna formulacija s sestavino Ozoile® in z mlečno kislino, ki sta vključena v vodnem gelu, zagotavlja vlažno okolje rane, olajša avtolitični debridma in čiščenje dna rane, pokritega z odmrlim tkivom, s fibrinom in z ostanki celic, ustvarja neugodno okolje za razmnoževanje mikrobov in pospešuje popravilo tkiva.

GLAVNE SESTAVINE

Voda (ozonizirana), Ozoile® (stabilni ozonidi), mlečna kislina.

INDIKACIJE

Zdravljenje nekrotičnih in slabo očiščenih kožnih lezij. Pod zdravniškim nadzorom se lahko uporablja tudi na okuženih ranah.

KAKO SE UPORABLJA

Odstranite sekundarno oblogo, očistite lezijo in nanosite sloj Rigenoma® hidrogela, ki ustreza za pokritje cele rane. Izdelek nanosite dvakrat ali

trikrat na teden. Menjava obloge mora biti sorazmerna z izločanjem rane. Zaščitite s sekundarno oblogo.

OPOZORILA

Za zunanjo uporabo. Ne zaužijte. Shranjujte izven dosega otrok. Ne uporabljajte, če je embalaža na videz poškodovana. Medicinskega pripomočka ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Rok uporabnosti se nanaša na nedotaknjen in pravilno shranjen izdelek. V primeru stika z očmi temeljito spirajte več minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Shranjujte na hladnem, suhem mestu, stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe. Shranjujte po možnosti pri temperaturi med 5 °C in 35 °C. Pred uporabo medicinskega pripomočka si dobro umijte roke. Po uporabi tubo skrbno zaprite. Priporočljivo je, da po odprtju izdelek porabite v 6 mesecih. Rigenoma® hidrogel se dobro prenaša. Ni primerov preobčutljivosti ali stranskih učinkov. Ne uporabljajte v primeru potrjene preobčutljivosti na izdelek ali nekatere njegove sestavine. Če se pojavi, prekinite zdravljenje in se posvetujte z zdravnikom. Ni znanih kontraindikacij in sekundarnih učinkov v primeru nosečnosti in dojenja. V vsakem primeru pa je priporočljivo, da se pred uporabo posvetujete z zdravnikom.

PAKIRANJE

Tuba s 100 ml.

BREZ GLUTENA
BREZ BARVIL
BREZ ALERGENOV

 **Distributor:**
MagPharm,
prodaja farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
 Litostrojska 44e,
1000 LJUBLJANA

 **ERBAGIL s.r.l.**
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 00 02/2024

