

# OTORIG<sup>®</sup>

## DROPS

### For treatment and cleansing of irritated, itchy and flaky external auditory canal

with



**OZOILE<sup>®</sup>**  
ERBAGIL PATENT  
Stable Ozonides

OTORIG<sup>®</sup> DROPS with Ozoile<sup>®</sup> creates a protective lipid film against external aggressions that restores the good condition of the skin and creates an unfavorable environment to the local microbiota alterations. Effective against irritation, flaking, itching, burning, swelling, counteracts oxidative stress and promotes the correct re-epithelialization.

#### MAIN COMPONENTS

Ozoile<sup>®</sup> (Stable Ozonides with Vitamin E acetate), Menthol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil.

#### OZOILE<sup>®</sup>

Acts against the irritative and itchy status and creates an unfavorable environment to the microbiota alterations. It acts against redness, itching, burning, swelling, flaking and degenerative processes in progress. It transfers oxygen to the tissue and enhances the re-epithelialization.

#### VITAMINE E ACETATE

Soothing effect, it contrasts membrane lipid peroxidation.

#### MALALEUCA ALTERNIFOLIA

Enhances the action of Ozoile<sup>®</sup>.

#### MENTHOL

Refreshing analgesic action gives a relief sensation.

#### INDICATIONS

For the specific cleansing and treatment of external auditory canal in case of irritation, itching, burning, swelling, desquamation, degenerative process in progress.

It protects the ear from adverse environmental factors (dust, pollution, humidity) it promotes the re-epithelialization of

the external ear canal. It refreshes and releases the ear canal from excess earwax, prevents and contrasts the making of plug of earwax.

#### HOW TO USE

After removing the sleever and the upper cap, instill with the special dropper in the ear canal keeping your head tilted to one side.

Adults: 3-4 drops twice a day.

Children: 1-2 drops twice a day.

The treatment period differs according to the treated area and the rapidity of the therapeutic response.

#### WARNINGS

Do not ingest and keep out of reach of children. Do not use this medical device beyond the expiration date. Do not use it if the packaging appears to be damaged. The product becomes viscous at low temperatures. To make the flow easier and draw the drops out heat up the product by rubbing the bottles with both hands or by using others heat sources. Do not exceed a temperature of 20°C. There are no cases of sensitization or side effects, if this phenomenon occurs, it is recommended to discontinue the treatment and consult your physician. Wash your hands well before use of medical device. Firmly close bottle after use. Keep the product in a dry place far from heat source and from sun light exposure. The expiration date is referred to the product intact and perfectly preserved. After opening it is recommended to use the product within 6 months.

#### PACKAGE

10 ml bottle - 0.3 fl. Oz.

GLUTEN FREE  
NO COLOURS  
NO ALLERGENS  
WITHOUT PRESERVATIVES

 **ERBAGIL s.r.l**  
Via L. Settembrini, 13  
82037 Telese Terme (BN) Italy  
[www.erbagil.com](http://www.erbagil.com)

REV. 04 01/2023



# OTORIG®

## KAPLJICE ZA UŠESA

### Za zdravljenje in čiščenje razdraženega in srbečega zunanjega ušesnega kanala

Z



OTORIG® KAPLJICE za ušesa z Ozoile® ustvarijo zaščitni lipidni film pred zunanjimi agresijami, ki povrne dobro stanje kože in ustvari neugodno okolje za lokalne spremembe mikrobiote. Učinkovit proti draženju, luščenju, srbenju, pekočemu občutku, otekanju, preprečuje oksidativni stres in spodbuja ponovno epitelizacijo.

#### GLAVNE SESTAVINE:

OZOILE® (stabilni ozonidi z Vitamin E acetatom), mentol, olje iz listov Melaleuca Alternifolia (čajevca)

#### OZOILE®

Za težave pri draženju in srbečici, nasprotuje oksidativnemu stresu in preprečuje spremembe mikrobiote. Za lajšanje rdečice, srbečice, pekočega občutka, otekanja in degenerativnega procesa. Prenaša kisik v tkivo in pospeši re-epitelizacijo.

#### VITAMIN E ACETAT

Pomirjujoč učinek, nasprotuje membranski peroksidaciji maščob.

#### OLJE IZ LISTOV MELALEUCA ALTERNIFOLIA (čajevca)

Izboljša delovanje Ozoila.

#### MENTOL

Osvežujoče analgetično delovanje daje občutek olajšanja.

#### INDIKACIJE

Za posebno čiščenje in oskrbo zunanjega ušesnega kanala v primeru draženja, srbenja, pekočega občutka, otekanja, luščenja in degenerativnega procesa. Ščiti uho pred negativnimi zunanjimi dejavniki iz okolja (prah, onesnaževanje, vlažnost). Osveži in sprosti ušesni kanal od odvečnega ušesnega masla, preprečuje nastanek ušesnih čepov.

#### UPORABA

Ko odstranite varnostni jeziček in zgornji beli pokrovček, vkapajte s posebno kapalko določeno število kapljic v ušesni kanal, medtem ko držite glavo nagnjeno na nasprotno stran. Odrasli: 3-4 kapljice dvakrat dnevno. Otroci: 1-2 kapljice dvakrat dnevno. Trajanje zdravljenja se razlikuje glede na tretirano področje in hitrost terapevtskega odziva.

#### OPOZORILA

Ne zaužijte in shranjujte izven dosega otrok. Ne uporabljajte medicinski pripomoček po datumu uporabnosti. Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana. Proizvod se pri nizki temperaturi zgosti. Za olajšanje pretoka segrejte proizvod z drgnjenjem stekleničke z obema rokama ali z uporabo drugih virov toplote. Ne prekoračite temperature 20 ° C. Ne obstajajo primeri senzibilizacije ali neželenih učinkov, če pa se to vseeno pojavi, prekinite uporabo in se posvetujte s svojim zdravnikom.

Pred uporabo medicinskega pripomočka si dobro umijte roke. Po uporabi dobro zaprite stekleničko. Izdelek hranite na suhem mestu, daleč od vira toplote in od sončne svetlobe. Datum uporabnosti do se nahaja na embalaži.

Po odprtju je priporočljivo izdelek porabiti v 6 mesecih.

#### PAKIRANJE

10 ml steklenička

BREZ GLUTENA  
BREZ BARVIL  
BREZ ALERGENOV  
BREZ KONZERVANSOV

Distributer:  
MagPharm,  
prodaja farmacevtskih izdelkov, d.o.o.  
Litostrojska 44e,  
1000 LJUBLJANA

ERBAGIL s.r.l.  
Via L. Settembrini, 13  
82037 Telese Terme (BN) Italy  
[www.erbagil.com](http://www.erbagil.com)

REV. 04 01/2023

