

RIGENOMA®

GAZA

IMPREGNIRANE GAZE ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE LEZIJ

5
sestavino



OZOILE®
ERBAGIL PATENT
Stabilni ozonidi

INDIKACIJE

RIGENOMA® GAZA je napredna zdravilna obloga, indicirana za preprečevanje in zdravljenje akutnih in kroničnih kožnih lezij, tudi v primeru lezij, pri katerih obstaja nevarnost okužbe, kot so preležanine, vaskularne, presnovne razjede, razjede zaradi pritiska, kirurške rane in aktinične razjede.

GLAVNE SESTAVINE

Ozoile® (stabilni ozonidi z vitamin E acetatom), natrijev hialuronat, sok iz listov aloje (*Aloa barbadensis*), izvleček homulice (*Sedum purpureum*), izvleček iz listov črnega ribeza (*Ribes nigrum*), gliciretinska kislina, izvleček iz korenin bodeče lobodike (*Ruscus aculeatus*), izvleček iz cvetov vrtnega ognjiča (*Calendula officinalis*), alfa-lipoična (tioktična) kislina.

KAKO SE UPORABLJA

Odprite vrečko, odstranite zaščitno plastično folijo, odstranite gazo, uporabite eno ali več, odvisno od obsega območja, ki ga je treba zdraviti, in po potrebi vse pokrijte s sterilno gazo oziroma primerim povojem.

Ponovite zdravljenje enkrat na dan ali vsak drugi dan, odvisno od stanja in navodil zdravnika.

V primeru povijanja ali okluzijske obloge lahko izdelek zamenjamo vsake tri ali štiri dni po navodilih zdravnika.

Trajanje zdravljenja se razlikuje glede na površino, ki potrebuje zdravljenje, in hitrost terapevtskega odziva.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

Topikalna uporaba. Ne zaužijte. Izdelek shranjujte izven dosega otrok. Ne uporabljajte v primeru poškodovane embalaže. Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Rok uporabnosti se nanaša na nedotaknjen in pravilno shranjen izdelek. Shranjujte na hladnem, suhem mestu, stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe. Gaza je za enkratno uporabo. To pomeni, da se sme uporabiti samo enkrat in pri enem samem bolniku. Ponovna uporaba lahko povzroči resne okužbe.

STRANSKI UČINKI

Rigenoma® gaza se dobro prenaša. Do sedaj ni znanih primerov preobčutljivosti ali stranskih učinkov, če pride do tega pojava, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

KONTRAINDIKACIJE

Ni znanih primerov medsebojnega delovanja oziroma nezdržljivosti.

PAKIRANJE

Škatla z 10 gazami.

Distributer:
MagPharm,
prodaja farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Litostrojska 44e,
1000 LJUBLJANA

ERBAGIL s.r.l
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 03 02/2024



RIGENOMA®

GAUZE

IMPREGNATED GAUZES FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF LESIONS

with



INDICATIONS

RIGENOMA® GAUZE is an advanced medicament dressing indicated for the prevention and treatment of acute and chronic skin lesions, even in case of lesions at risk of infection such as, bedsores, vascular, metabolic ulcers, from pressure, surgical wounds and actinic ulcers.

MAIN COMPONENTS

Ozoile® (Stable Ozonides with Vitamin E acetate), Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sedum Purpureum Extract, Ribes nigrum Leaf Extract, Glycyrrhetic Acid, Ruscus Aculeatus Root Extract, Calendula officinalis Flower Extract, Thiocetic Acid.

HOW TO USE

Open the bag, remove the protective plastic film, remove the gauze, apply one or more depending on the extension of the area to be treated, cover everything with sterile gauze or appropriate bandage as needed.

Repeat the medication once day or every other day depending on the situation and doctor instructions. In case of bandaging or occlusive dressing the product can be replaced every three or four days as per physician instructions.

The treatment period differs according to the area to be treated and the rapidity of the therapeutic response.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Topical use. Do not ingest. Keep the product out of reach of children. Do not use in case of damaged packaging. Do not use beyond the expiration date. The expiration date refers to the intact and correctly stored product. Store in a dry place away from heat and direct sunlight.

The gauze is disposable; this means that it can only be used once and by a single patient only. Re-use can cause serious infections.

CONTRAINDICATIONS

Rigenoma® gauze is well tolerated. To date, there are no known cases of sensitization and side effects, if this phenomenon should occur discontinue use and consult immediately your physician.

SIDE EFFECTS

There are no know interactions or incompatibilities.

PACKAGE

Box with 10 gauzes.

 **ERBAGIL s.r.l.**
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 03 02/2024

