

RIGENOMA®

SPRAY

**The shock therapy for injured,
inflamed skin to sanitize**

with



INSTRUCTIONS

RIGENOMA® SPRAY with Ozoile® is indicated for prevention and treatment of acute and chronic skin lesions with different etiology even if there is a risk of infection such as bedsores, vascular, metabolic, pressure ulcers, surgical wounds, traumatic, chemo and radiotherapy injuries. The product is also indicated in prevention and treatment of dermatological pathologies characterized by inflammation, irritation, erythema, xerosis, itching, desquamation, alterations of flora and skin barrier, possible infection as in the case of mycosis.

MAIN COMPONENTS:

Ozoile® (Stable Ozonides with Vitamin E acetate), Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Thioctic Acid.

Ozoile®, stable Ozonides with Vitamin E acetate, is an innovative molecule pool obtained from a patented process with anti-inflammatory and anti-itching action, contrasts hypoxia, creates an unfavorable environment to pathogenic microbial proliferation and promotes tissue repair processes.

HOW TO USE

Spray the product directly on the affected area. In the treatment of acute and chronic lesions with different etiology, after cleansing with Rigenoma® detergent, apply Rigenoma® spray on the bottom of the lesion, one spray every 4 cm² approximately, at a distance of approximately 5 cm. To complete the dressing, apply a homogeneous layer of Rigenoma®

cream on periwound skin and spread a veil on the surrounding region for more 5 cm, finally cover the lesion with Rigenoma® gauze to protect, keep the environment humid, promote tissue repair and regeneration actively dialoguing with the wound bottom. Apply Rigenoma® spray once or twice a day or in case of bandage and occlusive dressing, every 3 or 4 days to change the dressing as indicated by the physician. In the treatment of dermatological problems, apply Rigenoma® spray 2 or 3 times a day. The treatment period differs according to the treated area and the rapidity of the therapeutic response.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Topical use. Do not ingest. Keep out of the reach of children. Do not use it if the packaging appears to be damaged. Do not use the device beyond the expiration date. The expiration date refers to the intact and correctly stored product. Store in a cool, dry place, away from heat sources and direct sunlight. Store preferably between 5° C and 35°C. Wash your hands well before using the medical device. Carefully close the tube after use. After opening it is recommended to use the product within 6 months.

CONTRAINDICATIONS

Rigenoma® spray is well tolerated. It is contraindicated in case of ascertained hypersensitivity towards the components. There are no cases of sensitization or side effects, if this phenomenon occurs please discontinue use and consult your physician.

There are no known overdoses cases. There are no known interactions with drugs and medicinal substances.

PACKAGE

Bottle 20 ml - 0.7 fl. Oz.

GLUTEN FREE
NO ALLERGENS
NO COLOURS
NO PRESERVATIVES

 **ERBAGIL s.r.l.**
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 02 01/2023



RIGENOMA®

PRŠILO

**Za oskrbo poškodb,
vnetij in nečistoč na koži**

Z



NAVODILA

RIGENOMA® PRŠILO z Ozoile® je namenjeno preprečevanju in oskrbi akutnih in kroničnih poškodb na koži zaradi različnih vzrokov. Tudi v primerih če obstaja tveganje za okužbe, kot so preležanine, žilne, presnovne razjede in razjede zaradi pritiska, kirurške rane, travmatike, kemoterapevtske in radioterapevtske poškodbe. Namenjeno je tudi preprečevanju in oskrbi dermatoloških težav, za katere je značilno vnetje, draženje, eritem, kseroza, srbenje, luščenje kože, spremembe flore, kožne bariere in možnosti okužbe kot v primeru mikoze.

GLAVNE SESTAVINE:

OZOILE® (stabilni ozonidi z vitamin E acetatom), eterično olje Melaleuca Alternifolia (čajevca), tioktična kislina.

OZOILE®, stabilni ozonidi z vitamin E acetatom, je skupina inovativnih molekul, pridobljenih s patentiranim postopkom, ki deluje proti vnetju, srbečici, preprečuje hipoksijo, ustvarja neugodno okolje za širjenje patogenih mikrobov in spodbuja obnovo tkiva.

NAVODILO ZA UPORABO

Izdelek razpršite neposredno na prizadeto območje. Pri oskrbi akutnih in kroničnih kožnih poškodb različnih vzrokov. Najprej področje očistite z raztopino za izpiranje (čiščenje) rane, nato nanesite pršilo Rigenoma® na dno rane. Nanesite 1 razpršek na površino približno vsakih 4 cm², z razdalje približno 5 cm. Za dokončanje oskrbe rane nanesite enakomeren sloj Rigenoma® kreme na kožo okoli rane za več kot 5 cm okoli prizadetega območja. Na koncu pokrijte rano z

Rigenoma® gazo za zaščito, ki vzdržuje vlažno okolje in pospešuje obnovo tkiv in regeneracijo z aktivnim delovanjem na rani. Rigenoma® pršilo nanesite enkrat ali dvakrat na dan. V primeru uporabe povoja in obloge je potrebno zamenjati oblogo na vsake 3 do 4 dni, oziroma po nasvetu zdravnika. Pri oskrbi dermatoloških težav nanesite Rigenoma® pršilo 2 ali 3-krat na dan. Obdobje uporabe je različno in je odvisno od zahtevnosti poškodbe in hitrosti terapevtskega odziva.

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

Samo za lokalno uporabo. Ne zaužijte. Izdelek hranite izven dosega otrok. Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana. Ne uporabljajte medicinskega pripomočka po datumu uporabnosti. Datum uporabnosti se nanaša na nepoškodovan in pravilno shranjevanje izdelka. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe. Shranjujte po možnosti med 5 °C in 35 °C. Pred uporabo medicinskega pripomočka si dobro umijte roke. Po uporabi stekleničko dobro zaprite. Po odprtju je priporočljivo uporabiti izdelek v 6 mesecih.

KONTRAINDIKACIJE

Rigenoma® pršilo večina ljudi zelo dobro prenaša. Kontraindicirano je pri preobčutljivosti na posamezne sestavine.

Ni primerov preobčutljivosti ali stranskih učinkov, če pa se slučajno pojavijo, prosimo, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte s svojim zdravnikom. Ni znanih primerov prevelikega odmerjanja.

Ni znanih interakcij z zdravili in drugimi medicinskimi snovmi.

PAKIRANJE

20 ml steklenička - 0.7 fl. Oz.

BREZ GLUTENA
BREZ BARVIL
BREZ ALERGENOV
BREZ KONZERVANSOV

 **Uvoznik in distributer:**
MagPharm d.o.o.
Dunajska cesta 181, 1000
jubljana - 040 457 767
www.magpharm.si
info@magpharm.si

 **ERBAGIL s.r.l.**
Via L. Settembrini, 13
82037 Telese Terme (BN) Italy
www.erbagil.com

REV. 02 01/2023

